


Wb용 Anti-Pist/Gopc 단일클론 항체 - Q9Hd26

품목 번호: CM0003275



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 Anti-PIST/GOPC 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에 대해 검증되었습니다. PIST/GOPC 단백질(Q9HD26)을 타겟으로 합니다. 세포 내 수송 및 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIST/GOPC Rabbit mAb
비고/별칭	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dJ94G16.2; PIST/GOPC
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	57120
유전자 ID	57120
면역원	사람 PIST/GOPC (Q9HD26)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9HD26
단백질 크기	51kDa
배송	아이스 백(Ice bag)