

Anti-Pitpna Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q00169

품목 번호: CM0013938



소개

인간 PITPNA를 표적으로 하는 친화성 정제 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. PITPNA는 PI/PC 막 수송 및 신호 전달에 중요한 지질 전달 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PITPNA Rabbit pAb
비고/별칭	PITPN; VIB1A; HEL-S-36; PI-TPalpha; PITPNA
종	인간
유전자 ID (인간)	5306
면역원	인간 PITPNA (NP_006215.1)의 아미노산 211-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q00169
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백