

Anti-Pitpnm1 폴리클론항체 For Wb, Elisa - O00562

품목 번호: CM0016929



소개

인간 PITPNM1을 타겟으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. PITPNM1은 막 트래피킹 및 신호 전달에 필수적인 포스파티딜이노시톨 전달 단백질입니다. 연구용으로만 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PITPNM1 Rabbit pAb
비고/별칭	Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1; PITPNM1
종	인간
GeneID (Human)	9600
GeneID	9600
면역원	재조합 단백질 / 인간 PITPNM1의 아미노산 110-190 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_004901.2).
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00562
단백질 분자량	135kDa
배송	아이스백