


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pitrm1 단일클론 항체 - Q5Jrx3

품목 번호: CM0006914



소개

PITRM1 토끼 단일클론 항체, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증됨. 인간 및 마우스 PITRM1과 반응하며, 펩타이드 분해 및 신경퇴행에 관여하는 미토콘드리아 전서열 프로테아제(~117 kDa)입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PITRM1 토끼 mAb
비고/별칭	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
종	인간
GeneID (인간)	10531
GeneID	10531
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5JRX3
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스백