


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pitrm1 다클론 항체 - Q5Jrx3

품목 번호: CM0030366



소개

인간 PITRM1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 PITRM1을 검출합니다. 미토콘드리아 펩티드 분해 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	세부 정보
제품명	PITRM1 토끼 pAb
비고/별칭	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
종	인간
유전자 ID (인간)	10531
유전자 ID	10531
면역원	인간 PITRM1 (NP_055704.2)의 아미노산 758-1037에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5JRX3
단백질 분자량	117kDa
배송 방법	아이스 팩