


Wb, Elisa용 항-Pitx2(뇌하수체 호메오박스 2) 토끼 다클론 항체 - Q99697

품목 번호: CM0018941



소개

인간 PITX2(Q99697)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 근육 형성, 좌우 비대칭 및 Peters 기형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	뇌하수체 호메오박스 2(PITX2) 토끼 다클론 항체
비고/별칭	RS; RGS; ARP1; Brx1; IDG2; IGDS; IHG2; PTX2; RIEG; ASGD4; IGDS2; IRID2; Otlx2; RIEG1; 뇌하수체 호메오박스 2(PITX2)
종	인간
GeneID	5308
면역원	인간 PITX2(NP_000316.2)의 아미노산 1~100번에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99697
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩