

Anti-Pitx3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O75364

품목 번호: CM0003167

소개

Western blot 및 ELISA에 검증된 PITX3 Rabbit Monoclonal Antibody로, 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 도파민성 신경세포 발달 및 수정체 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PITX3 Rabbit mAb
비고/별칭	ASMD; ASOD; PTX3; ASGD1; CTPP4; CTRCT11; PITX3
종	인간
GeneID (인간)	5309
GeneID	5309
면역원	합성 펩타이드 인간 PITX3 (O75364)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	모노클로날 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75364
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백