


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Piwil1 단클론 항체 - Q96J94

품목 번호: CM0011057



소개

인간 PIWIL1(HIWI, MIWI)에 대한 토끼 단클론 항체. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 생식 세포 및 전이인자 침묵 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

속성	세부 정보
제품명	PIWIL1 토끼 mAb
비고/별칭	HIWI; MIWI; PIWI; CT80.1; PIWIL1
종	인간
유전자ID (인간)	9271
면역원	합성 펩타이드 인간 PIWIL1 (Q96J94)의 아미노산 700-800 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q96J94
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스 팩