

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Piwil1 다클론 항체 - Q9Jmb7

품목 번호: CM0019447



소개

PIWIL1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. piRNA 경로 및 생식 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIWIL1 토끼 pAb
비고/별칭	MIWI; PIWIL1
종	마우스
GeneID (인간)	9271
GeneID	57749
면역원	마우스 PIWIL1 (NP_067286.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9JMB7
단백질 분자량	99kDa
배송 방식	아이스 팩