

Wb, Elisa용 항-Pjvk 토끼 단클론 항체 - Q0Zlh3

품목 번호: CM0007220

소개

WB와 ELISA에서 검증된 항-PJVK 토끼 단클론 항체입니다. 소음 유발 손상으로부터 청력을 보호하는 데 필수적인 퍼옥시좀 연관 단백질인 인간 페브바킨(DFNB59)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PJVK 토끼 단클론 항체
비고/별칭	DFNB59; PJVK
종	인간
유전자ID	494513
면역원	인간 PJVK (NP_001036167.1)의 아미노산 290-352번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q0ZLH3
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스 팩