


Wb, Elisa용 Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) 단일클론 항체(Kd 검증 완료) - P17612

품목 번호: CM0007608



소개

WB/ELISA용 마우스 단일클론 anti-PKA C-alpha (PRKACA) 항체, KD 검증 완료. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 41kDa cAMP 의존성 키나아제 촉매 소단위를 인식합니다. IVD 분석법 개발 및 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] PKA C-alpha (PRKACA) 마우스 mAb
비고/별칭	CAFD1; PKACA; PPNAD4; [KD 검증 완료] PKA C-alpha (PRKACA)
종	인간
GeneID	5566
면역원	인간 PKA C-alpha (PRKACA)의 재조합 단백질
유래 동물	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P17612
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백