


Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) 단일클론 항체 (Kd 검증) For Wb, If/Icc, Elisa - P17612

품목 번호: CM0002385



소개

PKA C-alpha (PRKACA)를 표적으로 하는 KD 검증 마우스 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. WB, IF/ICC, ELISA 및 cAMP 의존성 키나아제 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] PKA C-alpha (PRKACA) Mouse mAb
비고/별칭	CAFD1; PKACA; PPNAD4; A)
종	인간
유전자 ID (인간)	5566
유전자 ID	5566
면역원	재조합 단백질 of human [KD 검증] PKA C-alpha (PRKACA)
원천	마우스
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17612
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백