


## Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P17612

품목 번호: CM0016079



### 소개

PKA C-alpha (PRKACA)에 대한 토끼 폴리클론항 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다. cAMP 신호전달 및 키나제 인산화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PKA C-alpha (PRKACA) Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | CAFD1; PKACA; PPNAD4; PKA C-alpha (PRKACA)                                    |
| 종           | 인간                                                                            |
| GeneID (인간) | 5566                                                                          |
| GeneID      | 5566                                                                          |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 인간 PKA C-alpha (PRKACA) (NP_002721.1)의 아미노산 1-351 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 원천          | 토끼                                                                            |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                                                       |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                             |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                                   |
| SWISS       | P17612                                                                        |
| 단백질 분자량     | 41kDa                                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                                          |