


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Pka C-알파 토끼 단클론 항체 - P17612

품목 번호: CM0011889



소개

PKA C-알파(PRKACA)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응하며 cAMP 신호전달, 암 및 혈소판 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] PKA C-알파 토끼 mAb
비고/별칭	CAFD1; PKACA; PPNAD4
종	사람
유전자 ID (사람)	5566
유전자 ID	5566
면역원	재조합 단백질 사람 PKA C-알파(PRKACA) (NP_002721.1)의 아미노산 1-351번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P17612
단백질 분자량	41 kDa/40 kDa
배송 방법	아이스백