

Wb용 항-Pka C-Beta(Prkacb) 토끼 단일클론 항체 - P22694

품목 번호: CM0007616

소개

인간 PKA C-beta(PRKACB)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. cAMP 신호전달 및 키나아제 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKA C-beta (PRKACB) 토끼 mAb
비고/별칭	CAFD2; PKA C-beta (PRKACB)
종	인간
유전자ID (인간)	5567
면역원	인간 PKA C-beta(PRKACB)의 아미노산 251-351에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22694
단백질 분자량	41kDa
배송 방법	아이스 팩