

Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22694

품목 번호: CM0027759

소개

사람 cAMP-의존성 단백질 키나제 촉매 서브유닛 베타(PRKACB)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. cAMP 신호전달 및 키나제 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKA C-beta (PRKACB) Rabbit pAb
비고/별칭	CAFD2; PKACB; PKA C-beta; PKA C-beta (PRKACB)
종	사람
GeneID (Human)	5567
GeneID	5567
면역원	사람 PKA C-beta (PRKACB) (NP_002722.1)의 아미노산 250-351에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P22694
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백