

Anti-Pka Riia (Prkar2A) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P13861

품목 번호: CM0009398



소개

인간 cAMP 의존성 단백질 키나제 II형 알파 조절 소단위(PRKAR2A)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 PRKAR2A와 특이적으로 반응합니다. cAMP 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKA RIIα (PRKAR2A) Rabbit mAb
비고/별칭	PKR2; PKA RIIα (PRKAR2A)
종	인간(Human)
GeneID	5576
면역원	인간 PKA RIIα (PRKAR2A) (P13861)의 아미노산 312-404에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P13861
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백