


Wb 및 Elisa용 Anti-Pkaca Rabbit Polyclonal Antibody - P17612

품목 번호: CM0022591



소개

인간 PKACα (PRKACA)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. cAMP 신호 전달, 키나아제 활성화 및 관련 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PKACα Rabbit pAb
비고/별칭	PRKACA, PKACA, PPNAD4, cAMP 의존성 단백질 키나아제 촉매 서브유닛 알파, PKACα
종	인간
GeneID	5566 (인간)
면역원	인간 PKACα (NP_002721.1)의 아미노산 251-351에 해당하는 합성 펩타이드.
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17612
단백질 분자량	39kDa/40kDa
배송	아이스백