


Wb, Elisa용 Anti-Pkc 알파 + 베타 + 감마 단일클론 항체 - P05771 / P17252 / P05129 / Q02156

품목 번호: CM0006327



소개

PKC 알파, 베타 및 감마를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스 및 랫드 종과 반응합니다. 단백질 키나아제 C 신호전달 연구에 이상적이며, 보존된 면역원 설계를 통해 다양한 아이소폼을 폭넓게 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKC 알파 + 베타 + 감마 토끼 mAb
비고/별칭	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC 알파 + 베타 + 감마
종	사람
GeneID (사람)	5578/5579/5582/5581
면역원	사람 PKC 알파 + 베타 + 감마(NP_002728.2/NP_002729.2/NP_002730.1)의 아미노산 300-500번 영역에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P05771/P17252/P05129/Q02156
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스팩