


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Pkc Alpha 단일클론 항체 - P17252

품목 번호: CM0002485



소개

인간 PKC alpha (P17252)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 세포 신호 전달, 암, 심장 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKC alpha Rabbit mAb
비고/별칭	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5578
GeneID	5578
면역원	인간 PKC alpha (P17252)의 아미노산 573-672 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P17252
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백