


Wb/Elisa용 Anti-Pkc Alpha 토끼 단일클론 항체 - P17252

품목 번호: CM0007148



소개

인간 PKC alpha를 타겟팅하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 암, 심비대 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다. ~77kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKC alpha Rabbit mAb
비고/별칭	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5578
항원(Immunogen)	인간 PKC alpha의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다. (NP_002728.2)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P17252
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)