


Wb, Elisa용 Anti-Pkc Alpha Rabbit Polyclonal Antibody - P17252

품목 번호: CM0018711



소개

WB 및 ELISA용 PKC alpha를 타겟으로 하는 Rabbit polyclonal antibody입니다. 사람, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. 77kDa 단백질을 인식합니다. 암, 심혈관 및 면역 연구에서 키나제 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKC alpha Rabbit pAb
비고/별칭	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5578
유전자 ID	5578
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 PKC alpha (NP_002728.2)의 아미노산 573-672 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P17252
단백질 크기	77kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)