


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Pkc 알파 토끼 다클론 항체 - P17252

품목 번호: CM0014016



소개

인간 PKC 알파에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블랏, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐와 반응합니다. 세포 신호 전달, 암 및 심혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKC 알파 토끼 pAb
비고/별칭	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
종	인간
유전자ID (인간)	5578
유전자ID	5578
면역원	인간 PKC 알파 (NP_002728.2)의 아미노산 573-672번 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P17252
단백질 분자량	77kDa
배송 방식	아이스백