


Wb 및 Elisa용 항-Pkc 알파 Rabbit Polymab® - P17252

품목 번호: CM0007064



소개

사람 PKC 알파를 표적으로 하는 고품질 단일클론 항체로, Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 신호전달, 암 연구 및 키나아제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKC 알파 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha
종	사람
GeneID (사람)	5578
GeneID	5578
면역원	사람 PKC 알파의 재조합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P17252
단백질 분자량	77 kDa
배송	아이스팩