

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pkc-Beta Rabbit Monoclonal Antibody - P05771

품목 번호: CM0006653



소개

CamelBio에서 제공하는 이 PKC-beta (PRKCB)에 대한 토끼 단일클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하여 B-세포 활성화, 세포자멸사, 인슐린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKC-beta Rabbit mAb
비고/별칭	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
종	인간
GeneID (Human)	5579
면역원	재조합 단백질 인간 PKC-beta (NP_997700.1)의 아미노산 260-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05771
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백