


Anti-Pkc 델타 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q05655

품목 번호: CM0010260



소개

인간 PKC 델타(Q05655)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 아팜토시스 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKC 델타 토끼 mAb
비고/별칭	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
종	인간
GeneID (인간)	5580
GeneID	5580
면역원	인간 PKC 델타(Q05655)의 아미노산 547-653에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q05655
단백질 분자량	78 kDa
배송 방식	아이스 팩