


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pkc Epsilon Rabbit Polyclonal Antibody - Q02156

품목 번호: CM0019960



소개

PKC epsilon(PKCE/nPKC-epsilon)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. 세포 접착, 이동, 암 침습 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKC epsilon Rabbit pAb
비고/별칭	PKCE; nPKC-epsilon; PKC epsilon
종	인간
GeneID (인간)	5581
면역원	인간 PKC epsilon (NP_005391.1)의 아미노산 488-737 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02156
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백