


웨스턴 블롯용 Anti-Pkc Gamma 단일클론 항체 - P05129

품목 번호: CM0005851



소개

인간 PKC gamma를 표적으로 하는 고훈이성 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응함. 신경 신호 전달, 시냅스 가소성, 통증 및 신경퇴행성 질환 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKC gamma Rabbit mAb
비고/별칭	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
종	인간
유전자 ID (인간)	5582
유전자 ID	5582
면역원	인간 PKC gamma (P05129)의 604-697번 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P05129
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백