


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pkc 감마 토끼 다클론 항체 - P05129

품목 번호: CM0027969



소개

PKC 감마를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 신경과학 및 키나아제 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKC 감마 토끼 pAb
비고/별칭	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
종	사람
GeneID (사람)	5582
GeneID	5582
면역원	사람 PKC 감마(NP_002730.1)의 아미노산 558-697에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P05129
단백질 분자량	78kDa
배송 방식	아이스백