

Anti-Pkc Mu (Prkd1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q15139

품목 번호: CM0007092

소개

인간 PKC mu (PRKD1, Q15139)를 표적으로 하는 고특이성 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 키나제 신호 전달, 세포 이동, 골지체 수송 및 심장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKC mu Rabbit mAb
비고/별칭	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
종	인간
GeneID (Human)	5587
GeneID	5587
면역원	합성 펩타이드 - 인간 PKC mu (Q15139)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15139
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백