

Wb 및 Elisa용 항-Pkc 뮤 토끼 다클론 항체 - Q15139

품목 번호: CM0021798

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합한 인간 PKC 뮤(PRKD1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 세포 신호 전달, 암 및 심장 비대 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKC 뮤 토끼 pAb
비고/별칭	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
종	인간
유전자 ID (인간)	5587
유전자 ID	5587
면역원	인간 PKC 뮤(NP_002733.2)의 아미노산 800-900 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15139
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩