

Wb, Elisa용 항-Pkc 제타 단클론 항체 - Q05513

품목 번호: CM0007061

소개

CamelBio는 WB, ELISA에 적합한 검증된 항-PKC 제타 토끼 mAb를 제공합니다. 표적 단백질 키나아제 C 제타(PRKCZ, PKC2)는 PI3K 경로, NF-kB 활성화 및 세포 극성에서 기능합니다. 신호 전달, 염증 및 암 분야 인간 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKC 제타 토끼 mAb
비고/별칭	PRKCZ; PKC-ZETA; PKC2; 단백질 키나아제 C 제타; PKC 제타
종	인간
유전자ID	5590
면역원	인간 PKC 제타(NP_002735.3)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q05513
단백질 분자량	46kDa/56kDa/67kDa
배송 방법	아이스백