

Anti-Pkc 제타 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q05513

품목 번호: CM0029470

소개

PKC 제타 (nPKC-제타)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증됨. PI3K 경로, MAPK 캐스케이드, 세포 극성, NF-kB 활성화, 인슐린 신호 전달, 염증 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKC 제타 토끼 pAb
비고/별칭	PKC2; PKC-ZETA; PKC 제타
종	인간
유전자 ID (인간)	5590
유전자 ID	5590
면역원	인간 PKC 제타 (NP_002735.3)의 아미노산 476-547 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q05513
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백