

Wb, Elisa용 항-Pkc 제타 토끼 다클론 항체 - Q05513

품목 번호: CM0016651

소개

인간 PKC 제타(SWISS Q05513)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫드와 교차 반응성이 있습니다. PI3K, MAPK 및 NF-카파-B 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PKC 제타 토끼 pAb
비고/별칭	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
종	인간
GeneID (인간)	5590
GeneID	5590
면역원	인간 PKC 제타(NP_002735.3)의 아미노산 476-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q05513
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백