


Anti-Pkce Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q02156

품목 번호: CM0006392



소개

Western blot 및 ELISA용 PKCε (nPKC-epsilon)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 종 간 반응성을 나타냅니다. 세포 부착, 이동 및 면역 반응에서의 키나제 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKCε Rabbit mAb
비고/별칭	PKCE; nPKC-epsilon; PKCε
종	사람 (Human)
유전자 ID	5581
면역원	사람 PKCε (NP_005391.1)의 아미노산 488-737에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q02156
단백질 분자량	84 kDa
배송	아이스백