

Wb, Elisa용 Anti-Pkd1L2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q7Z442

품목 번호: CM0015835

소개

인간 PKD1L2에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 폴리스티렌-1 유사 단백질 2의 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKD1L2 Rabbit pAb
비고/별칭	PC1L2; PKD1L2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	114780
GeneID	114780
면역원(Immunogen)	인간 PKD1L2 (NP_001265352.1)의 아미노산 1-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q7Z442
단백질 분자량	273kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)