


항-Pkd2 (폴리시스틴-2) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q13563

품목 번호: CM0026971



소개

인간 PKD2(폴리시스틴-2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 신장 질환 및 이온 채널 신호 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKD2 토끼 pAb
비고/별칭	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2
종	인간
유전자 ID (인간)	5311
유전자 ID	5311
면역원	인간 PKD2 (NP_000288.1)의 아미노산 731-830번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13563
단백질 분자량	110kDa
배송 방식	아이스 팩