


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pkm1/2 토끼 다클론 항체 - P14618

품목 번호: CM0018609



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 PKM1/2(SWISS P14618)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 해당과정 및 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKM1/2 토끼 pAb
비고/별칭	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1/2
종	인간
유전자 ID (인간)	5315
유전자 ID	5315
면역원	재조합 단백질
숙주	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P14618
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩