


Anti-Pkm1/2 Rabbit Polymab® Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14618

품목 번호: CM0008594



소개

WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 단일클론 항-PKM1/2 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 해당 분해 및 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKM1/2 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30
종	사람(Human)
GeneID (사람)	5315
GeneID	5315
면역원	합성 펩타이드 사람 PKM1/2 (NP_001193728.1)의 아미노산 321-420 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P14618
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백