


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Pkm2 단일클론 항체 - P14618

품목 번호: CM0002995



소개

인간 PKM2에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 주요 해당작용 효소이자 종양 바이오마커인 피루브산 키나아제 M2를 표적합니다. 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKM2 특이적 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM2-specific
종	인간
GeneID (인간)	5315
GeneID	5315
면역원	인간 PKM2 (NP_002645.3)의 아미노산 380-480에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14618
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백