


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pkm2 토끼 다클로날 항체 - P14618

품목 번호: CM0015422



소개

PKM2에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트 PKM2와 반응합니다. 해당 발효(글리콜리시스) 및 암 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKM2 Rabbit pAb
비고/별칭	PK3, TCB, p58, OIP3, PKM2, CTHBP, THBP1, HEL-S-30
종(Species)	사람(Human)
GeneID	5315
항원(Immunogen)	PKM2 (NP_001193728.1)의 아미노산 11-221에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P14618
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)