


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pkm2 특이적 Rabbit Polyclonal Antibody - P14618

품목 번호: CM0021648



소개

인간 PKM2(58kDa)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 암에서 PKM2의 당분해 및 전사 조절 이중 역할 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PKM2 특이적 Rabbit pAb
비고/별칭	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM2-specific
종	인간
GeneID (Human)	5315
면역원	인간 PKM2-specific (NP_002645.3)의 아미노산 380-480 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14618
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백