


Wb 및 Elisa용 Anti-Pkmyt1 폴리클로널 항체 - Q99640

품목 번호: CM0020550



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-PKMYT1 래빗 폴리클로널 항체로, 사람, 마우스 및 래트 PKMYT1 키나제와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 유사 분열 조절 연구를 위한 필수 도구입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	PKMYT1 Rabbit pAb
비고/별칭	MYT1; PPP1R126; PKMYT1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	9088
GeneID	9088
면역원(Immunogen)	사람 PKMYT1 (NP_004194.3)의 아미노산 75-362에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	Q99640
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)