


Wb, Elisa용 Anti-Pkn1 폴리클로널 항체 - Q16512

품목 번호: CM0013156



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 폴리클로널 PKN1 항체입니다. 인간 및 마우스 PKN1에 반응하며, 이는 세포골격 조절, 세포 이동 및 전사에 관여하는 세린/트레오닌 키나제입니다. 암 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKN1 Rabbit pAb
비고/별칭	DBK; PKN; PAK1; PRK1; PAK-1; PRKCL1; PKN-ALPHA; PKN1
종(Species)	Human
유전자 ID	5585 (Human)
면역원	인간 PKN1 (NP_002732.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q16512
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스 팩