


Wb용 Anti-Pkp2 폴리클로날 항체 - Q99959

품목 번호: CM0027839



소개

PKP2 (Plakophilin-2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트의 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 면역원은 aa 578-837입니다. 데스모솜(desmosome) 생물학, 심장 전기생리학, 및 인플루엔자 A 숙주 제한 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PKP2 Rabbit pAb
비고/별칭	ARVD9; PKP2
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5318
면역원(Immunogen)	사람 PKP2 (NP_001005242.2)의 아미노산 578-837에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q99959
단백질 분자량	97kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)