

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pkr/Eif2Ak2 단클론 항체 - P19525

품목 번호: CM0002728



소개

사람(Human) 샘플의 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-PKR/EIF2AK2 토끼 단클론 항체입니다. 항바이러스 선천 면역에 관여하는 인터페론 유발성 dsRNA 활성화 키나제를 검출합니다. 바이러스 감염 및 스트레스 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKR/EIF2AK2 Rabbit mAb
비고/별칭	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5610
GeneID	5610
면역원(Immunogen)	사람 PKR/EIF2AK2 (P19525)의 아미노산 450-551 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P19525
단백질 분자량(Protein Weight)	62 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)