

Wb, Elisa용 항-Pkr/Eif2Ak2 토끼 다클론 항체 - P19525

품목 번호: CM0024808



소개

인간 PKR/EIF2AK2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 항바이러스 선천성 면역, 스트레스 반응 및 신호전달에 중요한 인터페론 유도 dsRNA 활성화 키나아제를 인식합니다. 바이러스 감염, 암 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKR/EIF2AK2 토끼 pAb
비고/별칭	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
종	인간
유전자 ID (인간)	5610
유전자 ID	5610
면역원	인간 PKR/EIF2AK2 (NP_002750.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P19525
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백