


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Pla2G1B 토끼 다클론 항체 - P04054

품목 번호: CM0026613



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 사용되는 인간 PLA2G1B(포스포리파아제 A2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 표적 단백질은 인지질 대사, 염증 및 구충 방어 과정에 관여합니다. 소화 효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLA2G1B 토끼 pAb
비고/별칭	PLA2; PLA2A; PPLA2; PLA2G1B
종	인간
유전자ID (인간)	5319
유전자ID	5319
면역원	재조합 단백질 인간 PLA2G1B (NP_000919.1)의 아미노산 23-148에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P04054
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩