

Wb, Elisa용 Anti-Pla2G2A Rabbit Monoclonal Antibody - P14555

품목 번호: CM0003397



소개

인간 PLA2G2A(sPLA2-IIA)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 염증, 숙주 방어 및 지질 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PLA2G2A Rabbit mAb
비고/별칭	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
종	인간
GeneID	5320
면역원	인간 PLA2G2A(P14555)의 아미노산 65-144 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14555
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스백