

## Anti-Pla2G2A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P14555

품목 번호: CM0013138



### 소개

염증 및 항균 방어에 관여하는 분비성 인지질분해효소 A2인 인간 PLA2G2A에 대한 토끼 다가 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며; 지질 대사 및 숙주 방어 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수           | 값                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | PLA2G2A Rabbit pAb                                                 |
| 비고/별칭          | MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A             |
| 종              | Human                                                              |
| GeneID (Human) | 5320                                                               |
| GeneID         | 5320                                                               |
| 면역원            | 인간 PLA2G2A (NP_001155201.1)의 아미노산 21-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원            | Rabbit                                                             |
| 카테고리           | Polyclonal Antibodies                                              |
| 응용             | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성         | Human                                                              |
| SWISS          | P14555                                                             |
| 단백질 분자량        | 16kDa                                                              |
| 배송             | 아이스 팩                                                              |